



Compatibilité de défibrillateur

Faire correspondre les marques de défibrillateurs aux références NMT-HS

MARQUE DE DÉFIBRILLATEUR	MODÈLE DE DÉFIBRILLATEUR	COMPATIBILITÉ NMT-HS ÉLECTRODE DE DÉFIBRILLATION LES NUMÉROS DE PIÈCE	
Philips Medical	<ul style="list-style-type: none"> HeartStart Intrepid HeartStart MRx (Plug Style Connector) 	<ul style="list-style-type: none"> HeartStart XL Tempus LS 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-PHILIPS T100LOAC-PHILIPS C100AC-PHILIPS C100LOAC-PHILIPS PEDIATRIC-PHILIPS
	<ul style="list-style-type: none"> HeartStart FR2+ DFM100 	<ul style="list-style-type: none"> HeartStart Forerunner 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-PHILIPS T100LOAC-PHILIPS C100AC-PHILIPS C100LOAC-PHILIPS
	<ul style="list-style-type: none"> HeartStart FRx 	<ul style="list-style-type: none"> HeartStart FR3 	PAS COMPATIBLE*
Physio-Control	<ul style="list-style-type: none"> LP-CR plus series LP-15 series 	<ul style="list-style-type: none"> LP-20 series LP-12 series 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-PHYSIO T100LOAC-PHYSIO C100AC-PHYSIO C100LOAC-PHYSIO PEDIATRIC-PHYSIO
	<ul style="list-style-type: none"> LP-500 series 	<ul style="list-style-type: none"> LP-1000 series 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-PHYSIO T100LOAC-PHYSIO C100AC-PHYSIO C100LOAC-PHYSIO
Zoll Medical	<ul style="list-style-type: none"> M-Series E-Series R-Series 	<ul style="list-style-type: none"> Powerheart G3 Propaq MD X-Series 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-ZOLL T100LOAC-ZOLL C100AC-ZOLL C100LOAC-ZOLL PEDIATRIC-ZOLL
	<ul style="list-style-type: none"> Zoll AED PLUS Zoll AED Pro 	<ul style="list-style-type: none"> Zoll AED 3 Zoll AED 3 BLS 	PAS COMPATIBLE*
Cardiac Science	<ul style="list-style-type: none"> PowerHeart AED G3 Plus PowerHeart AED G3 Pro 		<ul style="list-style-type: none"> T100-CS
	<ul style="list-style-type: none"> Powerheart AED G5 		PAS COMPATIBLE*
Schiller	<ul style="list-style-type: none"> FRED easy DG4000 DG5000 DG6002 	<ul style="list-style-type: none"> SKITY OBLS300 OBLS300A 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-SCHILLER T100LOAC-SCHILLER
	<ul style="list-style-type: none"> Fred Easy Fully and Semi Automatic AED 	<ul style="list-style-type: none"> Fred Easyport Pocket Defibrillator 	PAS COMPATIBLE*
Nihon Kohden	<ul style="list-style-type: none"> TEC-5500 series TEC-7700 series TEC-5600 series 	<ul style="list-style-type: none"> TEC-8300 series TEC-7600 series 	<ul style="list-style-type: none"> T100AC-NIHONKOHDEN T100LOAC-NIHONKOHDEN
	<ul style="list-style-type: none"> CardioLife AED CardioLife AED-3100 	<ul style="list-style-type: none"> CardioLife AED Trainer CardioLife AED Linkage 	PAS COMPATIBLE*

*Les électrodes de défibrillation pédiatrique HeartSync ne sont PAS compatibles avec les DEA. Les DEA ne peuvent pas être réglés manuellement pour réduire l'apport d'énergie. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du fabricant de votre DEA.

Veuillez contacter directement Nissha Medical Technologies-Healthcare Solutions pour toute question concernant la compatibilité des électrodes.

© 2020 Graphic Controls Acquisition Corporation. Tous les droits sont réservés.

Avis de non-responsabilité : les informations présentées sont considérées comme fiables concernant le sujet traité. La détermination finale de l'exactitude ou de l'exhaustivité de toute information, et la pertinence du produit pour l'usage envisagé, est de la responsabilité de l'utilisateur. Graphic Controls est une marque déposée de Graphic Controls Acquisition Corporation.